


X線ナノプローブスキャナーの発明

ー試料は動かさずに、X線を精密にスキャンするナノ顕微法ー

名古屋大学大学院工学研究科の松山智至准教授、理化学研究所(理研)放射光科学研究センターXFEL 研究開発部門ビームライン研究開発グループビームライン開発チームの山田純平基礎科学特別研究員(大阪大学大学院工学研究科招へい研究員)、ビームライン研究開発グループの矢橋牧名グループディレクター、大阪大学大学院工学研究科の山内和人教授らの共同研究グループ*は、大型放射光施設「SPring-8」[1]において、「走査型 X 線顕微鏡」[2]用の新しい高精度スキャン技術「X 線ナノプローブスキャナー」を開発しました。

本研究成果は、近年、世界各所で建設・運用が進んでいる X 線自由電子レーザー (XFEL) [3]や次世代放射光施設[4]において、ナノ分解能の X 線顕微観察や X 線分光分析に役立つものと期待できます。

本研究は、科学雑誌『*IUCru*』(9月1日号)への掲載に先立ち、オンライン版(8月10日付:日本時間8月11日)に掲載されました。



X線ナノプローブスキャナー(上)と取得した X線顕微鏡像(下)の概略図

※共同研究グループ

理化学研究所 放射光科学研究センター XFEL 研究開発部門 ビームライン研究開発グループ ビームライン開発チーム

基礎科学特別研究員 山田 純平 (やまだ じゅんぺい)

(大阪大学 大学院工学研究科 招へい研究員)

研究員 井上 伊知郎 (いのうえ いちろう) 研究員 大坂 泰斗 (おおさか たいと)

(大阪大学 大学院工学研究科 招へい研究員)

ビームライン研究開発グループ

グループディレクター 矢橋 牧名 (やばし まきな)

名古屋大学 大学院工学研究科

准教授 松山 智至(まつやま さとし)

大阪大学 大学院工学研究科

教授 山内 和人(やまうち かずと) 博士後期課程3年 井上 陽登(いのうえ たかと)

研究支援

本研究は、理化学研究所基礎科学特別研究員制度、および日本学術振興会(JSPS) 科学研究費助成事業研究活動スタート支援「XFEL ナノメートル集光のための高精度 X 線波面計測技術の開発(研究代表者:山田純平)」による助成を受けて行われました。

1. 背景

「SPring-8」などの放射光施設では、非常に明るい放射光 X 線を利用して、高分解能で試料の構造や元素、組成を観察する X 線顕微鏡の開発と活用が行われています。主要な X 線顕微鏡の一つである「走査型 X 線顕微鏡」では、X 線プローブと観察対象(試料)の相対的な位置関係を、高精度に走査(スキャン)する必要があります。これまで、X 線を曲げることは難しいと考えられていたことから、X 線ではなく試料をスキャンする装置が主に開発されてきました。

しかし近年、X 線微小集光技術の開発競争が進んだことで、利用可能な X 線


プローブのサイズ、すなわち空間分解能が 1~10 ナノメートル (nm、1nm は 10 億分の1メートル) レベルへと劇的に縮小されました。これに伴い、走査型 X 線顕微鏡のスキャン装置に一層の精度向上が求められていますが、1 nm (原子数個分に相当) に迫るスキャン精度の実現は難しく、また大型化・複雑化が避けられなくなるために試料環境が制限され、走査型 X 線顕微鏡の汎用性や実用性が損なわれることが問題となっていました。

2. 研究手法と成果

共同研究グループは、従来までの X 線を曲げてスキャンすることが難しいという常識を打ち破り、X 線プリズムと反射型 X 線レンズの組み合わせによる IX 線ナノプローブスキャナー」を世界で初めて開発しました。この技術では、X 線プリズムにより X 線の進行方向を 1,000 分の 1° レベルの超微小角度で偏向させ、その後、反射型 X 線レンズにより X 線を 50 nm まで細く集光し、試料に照射します(下図)。

X 線は直進性が高くなかなか曲がらないため、X 線プリズムでも微小な角度しか曲げることができませんが、その反面、わずかな曲げ角を高精度に制御できます。この特性を生かすことで、これまで制御が難しかった 1 nm 精度のスキャンが実現可能となります。集光に用いる反射型 X 線レンズは、共同研究グループが長い年月をかけて研究開発してきたもので、全反射現象を利用した 4 回反射型の超高精度ミラーです。長さ数十~数百 mm のミラー形状が約 1 nm の作製誤差で作り込まれています。非常に精密に作製されたミラー表面は、1 オングストローム (A、1 A は 100 億分の 1 メート ル) の短い波長を持つ X 線をほぼ理想的に反射・集光させることができます。

実際に、この X 線ナノプローブスキャナーを使って、SPring-8 の BL29XU ビームラインにおいて、試料を動かさずに X 線プローブをスキャンし、SOnm 線幅を解像する走査型 X 線顕微鏡像の取得に成功しました(下図)。また、この手法によって、 $0.1\sim2$ nm のスキャン精度が十分に実現可能であることを示しました。これは従来の $10\sim20$ 倍の精度です。



X線ナノプローブスキャナーの概略図

上の部分は、今回開発した X 線ナノプローブスキャナーの概略を示す。水平方向と垂直方向に配置された X 個の X 線プリズムにより、X 線の進行方向を X 1,000 分の X 1° レベルの超微小角度で偏向させる。その後、水平方向と垂直方向に配置された X 個の反射型 X 線レンズにより、X 線を X 50 nm まで細く集光し、試料に 照射する。右下の部分は、取得した X 線顕微鏡像で、最小構造 X 50 nm を解像している。

3. 今後の期待

今回、X線ナノプローブスキャナーが世界で初めて実証された理由の一つに、X線光学技術、すなわち光学素子の精度やその取り扱い技術の向上が挙げられます。例えば、これまではミラーの開発と精度向上が研究の至上命題でしたが、技術の向上とともに、他の X 線光学素子を組み合わせた新たな利用法が現実のものとなってきました。この X 線ナノプローブスキャナーを火付け役として、今後 X 線光学技術の新展開が開拓されることが望まれます。

走査型 X 線顕微鏡は、次世代放射光施設における光源性能の向上の恩恵を大きく受ける技術の一つと考えられています。今後、X 線ナノプローブスキャナーが X 線顕微鏡観察や X 線分光分析の高度化に寄与することで、医学・生物学や材料科学など幅広い科学分野の発展に貢献するものと期待できます。

4. 論文情報

<タイトル>

Hard X-ray nanoprobe scanner

<著者名>

Jumpei Yamada, Ichiro Inoue, Taito Osaka, Takato Inoue, Satoshi Matsuyama, Kazuto Yamauchi, and Makina Yabashi

<雑誌>

IUCrJ

<DOI>

10.1107/S2052252521007004

<URL>

https://journals.iucr.org/m/issues/2021/05/00/ro5029/index.html

5. 補足説明

[1] 大型放射光施設「SPring-8」

兵庫県の播磨科学公園都市にある世界最高輝度の放射光を生み出す施設。SPring-8 の名前は Super Photon ring-8 GeV の略。放射光とは、荷電粒子(例えば電子)が磁場の中で曲がる際に放射される光で、その強度が非常に強いことが特徴の一つである。例えば X 線領域では、普通の X 線発生装置の 10 億倍の強度の X 線を発生させることが可能である。

[2] 走査型 X 線顕微鏡

細く集光した X 線を試料に照射し、試料と X 線の相対位置を走査しながら X 線の吸収や発光(蛍光)を検出することで、試料内の構造や元素分布、化学状態といった情報を可視化できる顕微鏡装置。

[3] X 線自由電子レーザー (XFEL)

X 線自由電子レーザーとは、X 線領域におけるレーザーのこと。従来の半導体や気体

を発振媒体とするレーザーとは異なり、真空中を高速で移動する電子ビームを媒体とするため、原理的な波長の制限はない。また、数フェムト秒(1 フェムト秒は 1000 兆分の 1 秒)の超短パルスを出力する。日本では SPring-8 に隣接する「SACLA」が XFEL 施設として稼働している。XFEL は X-ray Free Electron Laser の略。

[4] 次世代放射光施設

電子ビームの空間的な広がりを抑えることで、現在の放射光施設よりも、さらに高輝度な光を発生させることができる放射光施設。日本国内では、東北地方に建設中のSLiT-Jや SPring-8のアップグレード計画である SPring-8-II などが挙げられる。

[5] X 線プリズム

X線領域で機能する屈折プリズム。X線における物質中の屈折率はほぼ1に近いため、極めて微小な角度の偏向が高精度に制御可能である。一般に、ガラス状炭素またはダイヤモンド(C)やケイ素(Si)といった材質を研磨して作られる。

[6] 反射型 X 線レンズ

X線の反射現象を使って集光や結像ができる光学素子。可視光での一般的な屈折レンズと異なり、反射現象を利用したレンズにすることで、X線を高効率に集光・結像できる。