

配布先:文部科学記者会、科学記者会、名古屋教育記者会

2024年10月22日

報道機関 各位

原子分解能2次電子イメージングにより 原子1層レベルで表面原子配列を観察できることが判明

【本研究のポイント】

・原子分解能2次電子(SE)注1)像の表面敏感性を初めて定量的に評価した。

- ・2次元原子層材料二硫化モリブデン MoS₂ を回転積層した2層積層試料に対して、原子 分解能2次電子像を撮影した。
- ・表面第1層の原子配列を表す 2 次電子像の強度が、第 2 層に比べて 3 倍程度高いこと を発見し、原子分解能 SE 像が原子1層レベルで表面原子配列を観察できることを明ら かにした。

【研究概要】

名古屋大学未来材料・システム研究所の齋藤 晃 教授、及部 哲平 博士前期課程学 生(研究当時)、日立ハイテクの五十嵐 啓介、佐藤 岳志、松本 弘昭、稲田 博実、 東京都立大学の遠藤 尚彦 技術スタッフ、宮田 耕充 准教授、名古屋大学大学院工学 研究科応用物理学専攻の宇佐美 怜 博士後期課程学生、竹延 大志 教授らの研究グ ループは、<u>原子分解能2次電子(SE)イメージングの表面敏感性を初めて定量的に</u> 評価しました。研究グループは、2次元原子層材料二硫化モリブデン MoS₂ を回転 積層した2層積層試料に対して、原子分解能2次電子像を撮影しました。その結果、 表面層の原子配列を表す2次電子像の強度が第2層に比べて3倍程度高いことを見 出し、原子分解能 SE 像が原子層レベルの表面敏感性を有することを初めて明らか にしました。本研究成果は、2024年9月20日付で公益社団法人 日本顕微鏡学 会が発行する国際学術誌「Microscopy」に掲載されました。

Press Release



【研究背景と内容】

物質の表面は、触媒反応、腐食を始めとするあらゆる化学反応の最前線であり、その構造を原子レベルで明らかにすることは極めて重要です。

物質の中には表面の原子 1 層分だけ内部(バルク)と異なる原子配列を形成するもの があります。表面再構成 ^{注 2)}と呼ばれるこの構造を観察するには表面に敏感な構造評価 手法を用いる必要があります。

走査電子顕微鏡(SEM)^{注 3)}は表面構造をナノスケールで観察する大変優れた手法です。 走査電子顕微鏡は細く絞った電子線を試料上で走査し、試料から放出される2次電子を 用いて像を得ます。2 次電子は試料表面から数ナノメートルの深さから放出すると考えら れており、したがって表面の原子1層分だけで構成される表面再構成の観察は不可能で あると考えられてきました。このため、2013 年の J. Ciston らの原子分解能走査電子 顕微鏡による表面再構成構造の観察の報告は電子顕微鏡分野において大変衝撃的なニ ュースとなりました。彼らは SrTiO₃ 試料の表面に(2×6)表面再構成構造が形成された 原子分解能 SEM 像を取得し、その平均化像からバルク構造の平均化像を差し引くことに より、表面再構成構造に由来する像コントラストを抽出しました。

彼らの報告でSEM像が極めて表面敏感であることは示されましたが、表面からどれく らいの深さまでの情報がどの程度検出されるかについてはこれまで明らかではありませ んでした。

SEM 像の深さ敏感性を定量的に明らかにするため、齋藤教授らの研究グループは、表面と基板からなるもっとも薄く単純な系である、2 次元原子層物質 ^{注4)}を2層積層した試料を観察対象とすることを思い立ちました。2 次元原子層物質には MoS₂ を選択しました。表面層と第2層が区別できるように互いに 30 度だけ回転して積層しました。

観察には 2 次電子(SE)検出器および環状暗視野(ADF)検出器を搭載した走査透過

型電子顕微鏡(STEM)^{注5)}((株)日立ハイテク製 HF5000)を加速電圧 200kV で用いました。この装置は SE 像と ADF-STEM 像の同時取得が可能であり、ADF-STEM 像で試料の投影構造を確認しながら、SE 像を観察することができます。

【成果の意義】

まず、単層 MoS2に対して原子分解能2次電子像観察を行い、Mo と S からなる六員 環によるハニカム構造が観察されることを確認しました(図1)。

次に、2 層試料から原子分解能 2 次電子像観察を行いました。ADF-STEM 像により 2層の MoS2が 30 回転して積層していることを確認した領域から SE 像を取得したと ころ、単層領域でみられた六員環に類似した像コントラストが確認されました。

SE像のフーリエ変換^{注6)}図形には6回対称をもつ2つのパターンが互いに30度だけ 回転して重なっており、それらの強度比は3~4:1でした。第2層からの SE 収量が低い 理由は、第2層から放出した SE 電子が表面層を通過する際にその一部が表面層で散乱 もしくは吸収されるためと考えられます(図2)。この2次電子の減衰が、SE 像の高い深 さ敏感性を与えることがわかりました。

また、2層領域の SE 収量は単層領域の 1.5 倍程度であることが判明しました。これら の事実から、2層領域では1層あたりの 2 次電子放出量が単層領域にくらべて大きいこと が導かれます。2層領域で1層あたりの 2 次電子放出量が大きい理由は、2層領域では単 層領域にくらべてプラズモン ^{注7)}励起過程が増大し、プラズモン励起ともなう 2 次電子放 出過程が増大したためと考えられます。

表面層からの SE 収量が第 2 層にくらべておよそ 3 倍高いことが判明し、極めて高い 表面敏感性を有していることが判明しました。これは2層目から放出した SE が表面層で 散乱・吸収されるため、その一部が検出器に到達できないためと考えられます。

本研究により、原子分解能 SE 像は2層積層した2次元原子層物質 MoS₂の表面層と 第2層を判別できるレベルの表面敏感性をもつことが初めて明らかになりました。本研究 の成果は、原子分解能 SEM 像が試料最表面の構造を原子レベルで観察できることを明 らかにする画期的なものであり、今後、表面科学の分野へ大きな波及効果を与えること が期待されます。



•Mo •S

図1

(a)単層および2層 MoS₂の両方を含む ADF-STEM 像。左上側のやや暗い部分が単層領域でそれ 以外の明るい部分が2層領域である。2層領域では、白丸で強調したような明るいドットが車輪状の配 列がみられる。

(b) (a)の白丸で示した領域を拡大した ADF-STEM 像。

(c) 30°回転積層した2層 MoS2の原子配列を重ねた像。大きな球と小さな球はそれぞれ Mo 原子 とS 原子を表す。

(d) (a)の ADF-STEM 像と同時取得した SE 像。

(e,g)(d)の左側と右側の白い点線の長方形で示した領域を拡大した SE 像。

(f, h) (e)と(g)に MoS₂ 単原子層の原子配列を重ねた像。



図2

2層 MoS₂からの 2 次電子生成と放出の模式図。

(a)入射電子ビームは同じ電流密度で表面層と第2層を照射するため、SE の生成量は同じである。 (b)生成した SE のうち十分な運動エネルギーをもつものは各層から脱出する。検出器側に位置する 表面層から出た SE は何に遮られることもなく検出器に到達することができる。一方、第2層から出た SE は、表面層を横切って検出器に到達しなければならない。第2層からの SE の一部は表面層に散 乱・吸収されるため通過できず、SE 像形成に寄与できない。

【用語説明】

注1)2次電子(SE):

試料に電子線を入射すると、入射電子は自身のエネルギーの一部を試料内の電子 に与え、その電子を放出させる。この放出した電子を2次電子と呼ぶ。2次電子のエ ネルギー分布は数 10eV にピークをもち、高エネルギー側にブロードに広がってい る。入射電子線は試料中で散乱を繰り返し、涙状に広がり、その各点で2 次電子を 生成するが、試料の深部で生成した2次電子は試料から脱出することができないた め、2 次電子として検出されるのは試料表面近傍のおよそ10nm 以内で生じた2 次電子と考えられている。 注2)表面再構成:

結晶の表面上の原子が結晶内部とは異なる配列を形成すること。表面は結晶の切 断面が現れたものと考えられるが、物資によっては内部に比べて長い周期構造(超 格子構造)を形成するものが存在する。Si(111)表面に形成される(7×7)構造が表 面再構成の代表例である。

注3)走查電子顕微鏡(SEM):

細く絞って入射した電子線を試料上で走査し、試料から放出される 2 次電子、反射 電子等を検出することで試料を観察する顕微鏡。試料の表面構造を微細に観察す ることができる。

注 4) 2次元原子層物質:

グラフェン、六方晶窒化ホウ素、遷移金属ダイカルコゲナイドのような厚みが原子 1 個分から数個分以下の物質。原子の配列が2次元的になることで、電気伝導、光学 特性などに3次元的物質にはない特異な性質を示すことが知られている。

注 5) 走 查 透 過 型 電 子 顕 微 鏡 (STEM):

細く絞って入射した電子線を試料上で走査し、試料を透過した電子を検出すること で試料を観察する顕微鏡。試料の表面構造を微細に観察することができる。検出す る電子の散乱角により得られる情報が異なる。おもに透過波を含むものは明視野、 透過波を含まないものは暗視野と呼ばれる。暗視野は透過波を取り囲むような円環 状の検出器(ADF 検出器)を用いることが多い。特に高角側の散乱を検出する方法 は高角度環状暗視野法(High-angle annular dark-field, HAADF)と呼ばれ る。この HAADF-STEM 像は試料の原子番号(Z)に依存したコントラストを示すた め Z コントラスト像とも呼ばれる。

注 6)フーリエ変換:

画像にどのような周波数成分が含まれているかを抽出する方法のひとつ。任意の画像は波数ベクトルの異なる三角関数 sin(kx), cos(kx)(あるいは exp(kx))の重ね合わせで表すことができるが、波数空間(kx, ky)で各成分の重みを2次元的にマップしたものはフーリエ変換図形と呼ばれる。原点(kx, ky)=(0,0)から遠いほど高周波成分を表す。

注7)プラズモン:

物質に電子が入射されるまたは近づくと、その電場がきっかけとなる物質中で比較 的自由に動ける電子による集団的振動すなわちプラズマ振動が生じる。このプラズ マ振動を量子化したものがプラズモンである。プラズモンのエネルギー(すなわちプ ラズマ振動を励起するエネルギー)は離散的である。電子線は試料を通過する際に 確率的にプラズモンを生成する。試料が厚くなるとその確率は増大し、特に厚い試 料では試料を通過する間に複数個のプラズモンを生成する場合がある。プラズモン はその緩和過程で発光し、フォノンを生成(熱緩和)することがある。

【論文情報】

雑誌名:Microscopy 論文タイトル:Surface sensitivity of atomic resolution secondary electron imaging 著者:齋藤 晃、及部 哲平(名古屋大学未来材料・システム研究所) DOI: https://doi.org/10.1093/jmicro/dfae041 URL: https://academic.oup.com/jmicro/advance-

article/doi/10.1093/jmicro/dfae041/7762293



東海国立大学機構は、岐阜大学と名古屋大学を運営する国立大学法人です。 国際的な競争力向上と地域創生への貢献を両輪とした発展を目指します。



東海国立大学機構 HP <u>https://www.thers.ac.jp/</u>